

## Informações de Pedido – Ensaio Cromogênico LAL Kinetic-QCL®

Nº Cat. NA	Nº Cat. EU	Nome do Produto	Descrição do Produto	Tamanho	Sensibilidade (EU/mL)
50-650U	50-650U	Kinetic-QCL® Kinetic Chromogenic LAL Assay	8 × 24 testes/frasco de lisado, 2 frascos de endotoxina, 3 × 30 mL de Água Reagente LAL	192 testes	0,005 a 50
50-650NV	50-650NV	Kinetic-QCL® Kinetic Chromogenic LAL Assay	85 × 24 testes/frasco de lisado, 15 frascos de endotoxina	2.040 testes	0,005 a 50
50-650H	50-650H	Kinetic-QCL® Kinetic Chromogenic LAL Assay	100 × 24 testes/frasco de lisado, 10 frascos de endotoxina	2.400 testes	0,005 a 50
*K50-643L	*K50-643L	Kinetic-QCL® Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay	25 × 24 testes/frasco de lisado	600 testes	0,005 a 50
*K50-643U	*K50-643U	Kinetic-QCL® Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay	100 × 24 testes/frasco de lisado	2.400 testes	0,005 a 50

## Informações de Pedido – Padrão de Endotoxina para Ensaio Cromogênico LAL Kinetic-QCL®

Nº Cat. NA	Nº Cat. EU	Nome do Produto	Descrição do Produto	Tamanho	Sensibilidade
E50-643L	E50-643L	Control Standard Endotoxin for Kinetic-QCL® Bulk Kinetic Chromogenic LAL, <i>E. coli</i> Strain O55:B5	50 EU/mL	25 frascos	n/a

