

Informações de Pedido – Ensaio Fator-C Recombinante PyroGene™

Nº Cat. NA	Nº Cat. EU	Nome do Produto	Descrição do Produto	Tamanho	Sensibilidade (EU/mL)
50-658U	50-658U	PyroGene® Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay	2 × 96 testes/frasco: 4 mL de solução enzimática rFC, 2 frascos de substrato fluorescente, 2 frascos de solução-tampão rFC 2 × 20 mL de Água Reagente LAL	192 testes	0,005 a 5
50-658NV	50-658NV	PyroGene® Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay	20 × 96 testes/frasco: 40 mL de solução enzimática rFC, 30 frascos de substrato fluorescente, 30 frascos de solução-tampão rFC 10 frascos de endotoxina	2.880 testes	0,005 a 5

